

2023-3457  
2023-08-11

Spa-Pucks

PASTILLES DE CHLORATION STABILISÉES 20 g  
DÉTRUIT LES BACTÉRIES ET LES ALGUES DANS L'EAU DES SPAS

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS  
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

ATTENTION  
POISON  
CORROSIF

Mursatt Chemicals Limited  
11 Regalcrest Court  
Woodbridge, ON L4L 8P3  
1-800-263-9880

CONTENU NET

DOMESTIQUE  
NO D'HOM. 28492 L.P.A.

PRINCIPE ACTIF: Chlore disponible présent sous forme de Trichloro-s-triazinetrione...90%

MISES EN GARDE: NE PAS MÉLANGER À UN AUTRE PRODUIT CHIMIQUE. Garder hors de la portée des enfants. Agent d'oxydation puissant. Peut provoquer un incendie ou une déflagration s'il est contaminé. Formeur de gaz dangereux lorsqu'il est mélangé à un acide. Ne pas mélanger à un autre produit chimique. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Dangereux s'il est ingéré. Garder le contenant fermé et l'entreposer dans un endroit frais et sec. Il est recommandé de porter des gants de caoutchouc lors de la manutention de ce produit.

ÉLIMINATION :

Ne pas réutiliser le contenant vide. Emballer le contenant et le jeter aux ordures ménagères. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés on doit se départir, s'adresser au fabricant ou l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec la peau ou les vêtements : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'ingestion : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas d'inhalation : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence la bouche-à-bouche, si possible. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit à obtenir une aide médicale.

2023-3457  
2023-08-11

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Administrer un traitement symptomatique.

MODE D'EMPLOI: Poids d'une pastille: 20g AVERTISSEMENT: Un contact direct entre les pastilles et le revêtement en vinyle de la piscine ou avec les surfaces peintes peut en causer le blanchiment. Les mécanismes de distribution automatique utilisés avec ces pastilles doivent être totalement libres de toute trace d'un autre assainissant afin d'éviter la possibilité d'une explosion.

Maintenir quotidiennement les teneurs aux valeurs appropriées; les teneurs sont déterminées à l'aide d'une trousse d'analyse.

Chlore libre disponible: 3,0 - 5,0 ppm

ph : 7,2 - 7,8

Alcalinité Totale: 100 - 200 ppm

Dureté (en calcium): 150 - 200 ppm

Pour la chloration, Spa-Pucks devrait être ajouté à l'aide d'un chlorateur automatique, d'un chlorateur flottant ou dans l'écumoire du spa pour maintenir le résidu de chlore approprié. Surchlorer un spa nouvellement rempli en ajoutant 20g de Spa-Pucks par 1000L d'eau de spa.

Maintenir le chlore résiduel quotidiennement en ajoutant 10g de Spa-Pucks par 1,000L d'eau de spa quotidiennement ou au besoin. L'écume persistante, de l'eau trouble ou malodorant sont des indicateurs de niveau de taux de désinfectant inadéquats. Pour corriger ces conditions, surchlorer en ajoutant 30g par 1,000L d'eau de spa. Maintenir la circulation pour au moins 1 heure et attendre 4 heures avant d'utiliser.

Spa-Pucks contient un stabilisateur (acide cyanurique) qui s'accumule dans l'eau de spa.

Stabiliser entre 30-100 ppm en diluant avec de l'eau fraîche. Pour un assainissement approprié, le spa devrait être complètement drainé périodiquement. Le nombre de jours entre le drainage du spa complet est égal au volume d'eau en litres, divisé par 10 fois le maximum d'utilisateurs quotidiennement de spa. Remplir le spa avec de l'eau et répéter le MODE D'EMPLOI. Note: La température maximum est 40°C.