

ezpucks

Pastilles de chloration stabilisées 20g

Détruit les bacteries et les algues dans l'eau des spas

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'USAGE

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

DOMESTIQUE

N° D'ENR. 29938 LOI PA

GARANTIE:

Chlore disponible présent sous forme de Trichloro-s-triazinetrione ... 90%

Contenu Net 1.5 kg

ATTENTION

POISON

CORROSIF

HYDROPOOL INC.

335 Superior Blvd.

Mississauga, Ontario

L5T 2L6

1-800-465-2933

PRÉCAUTIONS:

NE PAS MÉLANGER À UN AUTRE PRODUIT CHIMIQUE. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Agent d'oxydation puissant. Peut provoquer un incendie ou une déflagration s'il est contaminé. Forme un gaz dangereux lorsqu'il est mélange à un acide. Ne pas mélanger à un autre produit chimique. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Dangereux s'il est ingéré. Garder le contenant fermé et l'entreposer dans un endroit frais et sec. Il est recommandé de porter des gants de caoutchouc lors de la manutention de ce produit.

ÉLIMINATION:

Ne pas réutiliser le contenant vide. Emballer le contenant et le jeter aux ordures ménagères. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés on dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

PREMIERS SOINS:

En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer la peau immédiatement à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'ingestion : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avalier. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Administrer un traitement symptomatique.

AVERTISSEMENT: Un contact direct entre les pastilles et le revêtement en vinyle de la piscine ou avec les surfaces peintes peut en causer le blanchiment. Les mécanismes de distribution automatique utilisés avec ces pastilles doivent être totalement libres de toute trace d'un autre assainissant afin d'éviter la possibilité d'une explosion.

MODE D'EMPLOI: Poids d'une pastille: 20g

Maintenir quotidiennement les teneurs au valeurs appropriées; les teneurs sont déterminées à l'aide d'une trousse d'analyse.

Chlore libre disponible:	3,0 - 5,0 ppm
ph :	7,2 - 7,8
Alcalinité Totale:	100 - 120 ppm
Dureté (en calcium):	150 - 200 ppm

Pour la chloration, EZPUCKS devrait être ajouter à l'aide d'un chlorateur automatique, d'un chlorateur flottant ou dans l'écumoire du spa pour maintenir le résidu de chlore approprié. Surchlorer un spa nouvellement rempli en ajoutant 20g de EZPUCKS par 1000L d'eau de spa. Maintenir la circulation pour au moins 1 heure avant d'utiliser. Répéter la procédure de surchloration après chaque période d'utilisation.

Maintenir le chlore résiduel quotidiennement en ajoutant 10g de Spa Pucks par 1 000L d'eau de spa quotidiennement ou au besoin. Si l'eau mousseuse, turbide ou malodorante persiste, cela indique que le niveau de l'assainisseur est inadéquat. Pour corriger de telles conditions, surchlorer en ajoutant 30g par 1 000L d'eau de spa.

Maintenir la circulation pour au moins 1 heure et attendre 4 heures avant d'utiliser.

Spa-Pucks contient un stabiliseur (acide cyanurique) qui s'accumule dans l'eau de spa.

Maintenir le niveau de stabiliseur entre 30-100 ppm en diluant avec de l'eau fraîche. Pour un assainissement approprié, le spa devrait être complètement drainer périodiquement. Le nombre de jours entre le drainage complet du spa est égal au volume d'eau en litres, divisé par 10 fois le nombre maximum d'utilisateurs quotidien du spa. Remplir le spa avec de l'eau et répéter le MODE D'EMPLOI. Note: La température maximum d'utilisation du spa est de 40°C. La baignade dans un spa de 40°C ne devrait pas dépasser 15 minutes.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))